

ส่งเสริมไม่เผาด้วย 3R Model



จุลินทรีย์

สูตรหัวเชื้อ



จาวปลวก

สูตรขยายเชื้อ



เมื่อเชื้อจุลินทรีย์เดินเต็มถัง จะมีใยสีขาว มีกลิ่นออกเปรี้ยว สามารถนำมาขยายโดยใช้ น้ำจุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเปล่า 10 ลิตร ข้าวหุงทิ้งสุกทิ้งดิบ 1 กก. นำมาใส่ลงในถังใหม่ เปิดฝาทุกวัน 3 วัน รอคอบ 10 วัน นำไปใช้ได้



เชื้อเดินดี

วิธีใช้ย่อยสลายฟาง



กรองแต่น้ำ ใช้อัตรา 1 ลิตร ต่อหน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงที่มีฟาง (ในดินควรมีความชื้น) หรือใช้ผสมน้ำแช่ เวื่อวางไปกับน้ำที่แช่ฟาง อัตรา 1 ลิตร ต่อไร่



จุลินทรีย์จาวปลวก

จากการทดสอบแช่ฟางประมาณ 7 วัน ฟางจะอ่อนนุ่ม ฝอยยุบ

กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

